

Pakiet nr 1 PŁYTKI TYTANOWE KSZTAŁTOWE BLOKOWANE DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ - Z KOMPLETEM KOMPATYBILNYCH WKRĘTÓW WRAZ Z DOSTĘPEM DO INSTRUMENTARIUM. WYMAGANY „BANK IMPLANTÓW”

Lp	Nazwa/ opis asortymentu	Rozmiar	Ilość/ szt.	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
1	Płytki rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowno-stabilna - o grubość 2,2 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu.	L = 48 – 144 mm (4 -12 otworów)	15						
2	Płytki rekonstrukcyjna, prosta blokowana kątowno-stabilna - o grubość 3,0 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 3,5mm i 2,7mm. lub korowych 3,5mm. wykonana ze stopu tytanu.	L = 48 – 144 mm (4 -12 otworów)	8						
3	Płytki anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości udowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, o grubości 5,0 mm, szerokość płytki 16 mm, dla śrub blokowanych 5 mm, 5/3,5 mm, lub korowych 5 mm i z min. 8 otworami pod drut Kirschnera lub nitkę.	L = 114 – 420 mm ze skokiem co 34 mm, 2 – 20 otworowa ze skokiem co 2 otwory	2						
4	Obejma ze śrubą mocującą do złamań okolicyprotezozy, kompatybilna z płytkami anatomicznymi z pozycji 11.	W 3 rozmiarach	6						
5	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 48 mm L = 50 – 75 mm	5 40 10 5 5 5 5						
6	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 2,4 mm i 2,7mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 10– 14 mm L = 16 – 20 mm L = 22 – 26 mm L = 28 – 32 mm L = 34 – 40 mm L = 42 – 50 mm	20 10 10 5 5 5						
7	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 5,0 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 16 – 24 mm L = 26 – 40 mm L = 42 – 50 mm L = 55 – 70 mm L = 75 – 90 mm	10 10 5 5 5						
8	Śruby blokowane samogwintujące o średnicy 5/3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu.	L = 16 – 24 mm L = 26 – 40 mm L = 42 – 50 mm L = 55 – 70 mm L = 75 – 90 mm	10 10 5 5 5						
9	Śruba blokowana dystansująca o średnicy 3,5 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu.	L = 6 mm	2						
10	Śruba korowa samogwintująca o średnicy 2,7 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm	5 5 5 5 5 5						

11	Śruba korowa samogwintująca o średnicy 3,5mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm L = 55 – 70 mm	5 5 5 5 5 5 5						
12	Śruba korowa samogwintująca o średnicy 5,0 mm. z gniazdem heksagonalnym wykonana ze stopu tytanu	L = 8 – 12 mm L = 14 – 18 mm L = 20 – 24 mm L = 26 – 30 mm L = 32 – 36 mm L = 38 – 50 mm L = 55 – 70 mm	5 5 5 5 5 5 5						
13	Rączka T dynamometryczna		2						
14	Napinacz do drutu LOUTE		1						
Ogółem									

UWAGA

Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia i bezpłatnego użyczenia Szpitalowi instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek, oraz do utworzenia „banku implantów” w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Uzupełnianie implantów następować będzie do 24 godzin (w ciągu dni roboczych) po przesłaniu przez Zamawiającego „Karty zużycia”(fax lub e-mail).

Zamawiający wymaga aby Implanty rozmieszczone były w koszu sterylizacyjnym.

Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. i C.S. odnośnie instrukcji użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem.

.....
podpis Wykonawcy